

# Contec® CyQuanol™ pour le Canada

## Mélange d'ammonium quaternaire et d'alcool éthylique

Contec® CyQuanol™ est un mélange d'ammonium quaternaire et d'alcool éthylique homologué par Santé Canada, présenté dans des contenants de 0,9 L et de 3,8 L. Il s'agit d'un nettoyant/désinfectant prêt à l'emploi qui génère peu de résidus.

CyQuanol a un temps de contact bactéricide, virucide, tuberculoïde et fongicide d'une minute. Il ne contient pas d'agent de blanchiment, ce qui en fait un excellent choix pour les opérateurs travaillant dans des environnements critiques.

Un pulvérisateur à gâchette et un bouchon refermable sont inclus pour faciliter l'application. CyQuanol est idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces environnementales dans les salles blanches et les laboratoires, y compris les postes de travail, les hottes, les mini-environnements, les équipements et autres surfaces environnementales dures et non poreuses.

CyQuanol est disponible en version stérile validée pour les environnements les plus critiques tels que les isolateurs, les armoires de biosécurité et les RABS.



Caractéristiques	Avantages
Filtré à 0,2 micron	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approprié pour une utilisation dans des environnements critiques</li> <li>• Aucun filtrage n'est nécessaire avant l'utilisation</li> </ul>
Peu de résidus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moins de résidus après utilisation</li> <li>• Les résidus sont facilement éliminés à l'aide de solvants courants*</li> </ul>
Temps de contact de 1 minute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité de maintien de la conformité et du temps de séjour approprié</li> </ul>
Double emballage dans un emballage à déchirure linéaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile à ouvrir même avec des gants</li> <li>• Facilite le transfert dans les isolateurs et les RABS</li> </ul>
Disponible irradié aux rayons gamma à un niveau d'assurance de stérilité de 10 <sup>-6</sup> SAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient aux environnements de grade A/B (ISO 5)</li> </ul>
Pulvérisateur à gâchette ou bouchon refermable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleur contrôle de l'utilisation des solvants</li> </ul>
Sans javel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec les surfaces courantes des salles blanches</li> </ul>
Nettoyant/désinfectant en une étape	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun pré-nettoyage n'est requis</li> </ul>

\* Les agents de rinçage recommandés sont HydroKlean et alcool isopropylique ou éthanol

Numéro de pièce	Description		Taille	Emballage
SBT09CQCA	CyQuanol stérile Contec pour le Canada Emballage doublé		0,9 L	12/carton
SBC38CQCA	CyQuanol stérile Contec pour le Canada Emballage doublé		3,8 L	4/carton

## Informations sur le produit

Odeur	Alcool
Homologué EPA	Oui
Alcool éthylique (%)	70 à 75 %
Chlorure de didécyl-di-méthyl-ammonium (%)	< 1 %
Pouvoir détergent	Excellent
Densité	0,86
pH	3,7 à 20 °C
Matériaux d'emballage	Sacs extérieurs (OB1, OB2), polyéthylène basse densité (LDPE)  Carton (CS), panneau de fibres ondulées (PAP) 
Environnement	ISO 5-8 Grade A-D
Durée de vie	6 mois (ouvert)

## Symboles de recyclage

PET	
HDPE	
LDPE	
PP	
PAP	

## Données techniques

Espèces	Organisme	Temps	Test
<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i>	Bactéries	1 minute	Méthode de dilution AOAC
<i>Mycobacterium bovis</i> (BCG)	TB	1 minute	EPA quantitatif Méthode de test de l'activité tuberculocide
Poliovirus Adenovirus Rhinovirus	Virus	1 minute	Méthode de test standard pour Efficacité des agents virucides
<i>T. mentagrophytes</i> <i>Candida Albicans</i>	Champignons	1 minute	Activité fongicide AOAC Modèle de désinfectant

Des réclamations supplémentaires sont disponibles sur demande.